


Innovative Produkte für den praktischen Arzt


Aus der Praxis für praktizierende Ärzte

Das Zentrum für Neurotherapie (CNT) hat sich zum Ziel gesetzt, basierend auf aktuellen neuromedizinischen Erkenntnissen innovative Methoden aus der Praxis heraus zu entwickeln und in einer Kooperation mit niedergelassenen Ärzten und Kliniken Ihnen als Patient wissenschaftlich fundiert und wirksam anzubieten.



Centrum für Neurotherapie

In Kooperation mit



Gemeinschaftspraxis

Prof. Dr. med. **Bruno Baumann**

ARZT FÜR NEUROLOGIE,
PSYCHIATRIE U. PSYCHOTHERAPIE

und

D. Grinshpan

ARZT FÜR INNERE MEDIZIN

Spezielle Lichttherapie

Bei Erschöpfung und Verstimmungen
Aufhellend
Bessere Schmerzverarbeitung
Konzentrationsfördernd
Fördert die Immunabwehr

**RASCH AUS DER KRISE
OHNE CHEMIE**

Talstrasse 17-19 · 47546 Kalkar
Tel. 02824 9625680 · Fax 02824 96256838
E-Mail office@prof-baumann.de

Fühlen Sie sich wieder wohl

NEUE ENERGIE IN WENIGEN WOCHEN

Optimale Therapie durch neurophysiologisch orientierte Medizinsysteme

Spezielle Lichttherapie

- ANGENEHME LICHTBRILLE
- WIRKUNGSKONTROLLE ÜBER EEG-MESSUNG
- KEINE GEWICHTSZUNAHME
- SPÜRBBARE BESSERUNG OFT SCHON NACH 2-3 BEHANDLUNGEN



Vorbei die Zeit lästiger Nebenwirkungen starker Antidepressiva in der Behandlung von Erschöpfungszuständen, burn-out und Verstimmungen.

Vielfach reicht die Behandlung mit der Speziellen Lichttherapie als alleinige Maßnahme aus, um Sie in schwierigen Lebenssituationen wieder erlebnis- und handlungsfähig zu machen.

Wirksam bei
Erschöpfungszuständen
Burn-out
Verstimmungen / Depressionen
Schlafstörungen
Konzentrationsstörungen

Spezielle Lichttherapie

Effektiv, sicher und angenehm

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Die Durchführung der Speziellen Lichttherapie erfolgt in ruhiger, angenehmer Atmosphäre. Als günstig haben sich 1-2 Anwendungen wöchentlich erwiesen, meist reichen 10-15 Anwendungen für eine anhaltende Besserung Ihres Befindens. Der Effekt der Behandlung kann im EEG gemessen werden. Die spezielle Lichttherapie erfolgt über eine bequeme Lichtbrille, wobei Helligkeit und Dauer der Lichtpulse über ein Programm gesteuert werden. So werden bestimmte Bereiche des Gehirns, die für die Stimmung wichtig sind, wieder besser funktionsfähig. Die Wirkung ist damit weitaus höher, als wenn man sich normalem Tages- oder Sonnenlicht aussetzt.

Durchführung der Anwendungen

Zur Aufzeichnung eines EEG während der Therapie-Sitzung werden im Stirnbereich 4 Elektroden angebracht. Das EEG dient der Kontrolle des Ausgangszustandes wie auch des Stimulationseffektes.

Die Stimulation erfolgt über eine bequem tragbare Lichtbrille und wird über eine nach neurophysiologischen Gesichtspunkten erstellte Programmierung gesteuert.

Aufhellende Wirkung

über eine gezielte Regulierung der Hirnaktivität hin zum gesunden Zustand, wie Sie ihn von früher her kennen. Bessere Wirksamkeit durch abgestufte und seitendifferente Lichtapplikation mit ausbalancierender Stimulation der beiden Hirnhälften.

Keine Nebenwirkungen

wie Gewichtszunahme oder Müdigkeit.

Keine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit

Wachheit und Konzentration werden eher gefördert als gemindert.

Sanfte Regulierung des inneren Rhythmus

Über eine neuartige Technik wird die innere Uhr durch Licht wieder in den normalen Takt zurückversetzt.

IN DIESER PRAXIS FINDEN SIE
NEUROWISSENSCHAFTLICHE KOMPETENZ GEPART
MIT KLINISCHER ERFAHRUNG.

LASSEN SIE SICH HELFEN.